

AVISO PARA USUÁRIOS DO:

ELETRODO WHITE SENSOR - CFM
AMBU
REG. ANVISA: 80303610006

12/JAN/2012

Em complementação às instruções constantes nas embalagens deste produto, informamos que **para o correto desempenho dos eletrodos, o paciente não deve estar em movimento nem com excesso de sudorese.**

Em caso de qualquer dúvida, pedimos que entrem em contato com nossa empresa.

A seguinte etiqueta já consta nos novos fornecimentos:

ATENÇÃO

Para o correto desempenho dos eletrodos, o paciente não deve estar em movimento nem estar com excesso de sudorese.

Aurion Ag2011